

syltia



70
HIFU 70

Índice

MANUAL DE INSTALACIÓN

¡Primero la seguridad!	3
Presentación del producto	4
Advertencias generales	5
Precauciones	6
Equipo y accesorios	7 - 8
Equipo	9
Cabezal	10
Conexiones y encendido	11 - 14

MANUAL DE USUARIO

Uso indicado	15 - 16
Advertencias y contraindicaciones.....	17
Pantallas del equipo	18 - 21
Programas	22
Mantenimiento general	23 - 24
Preguntas frecuentes	25 - 27
Especificaciones técnicas	28 -29
Información sobre Sveltia	30

¡PRIMERO LA SEGURIDAD!



Es **obligación del usuario** realizar una lectura e interpretación atenta de este manual antes de realizar su primer uso.

Llevar a cabo un procedimiento distinto al de aquí descrito puede ocasionar **riesgos irreversibles** tanto para el paciente como para el operador.

HIFU 7D debe ser utilizado exclusivamente por **personal profesional** capacitado para su uso. Si necesita ayuda para comprender de forma total o parcialmente el instructivo, no dude en contactarse con nosotros a: **consultas@sveltia.com**

Antes de comenzar a utilizar el equipo, **controle el conexionado** de los accesorios. Este equipo cuenta con una **conexión a tierra de protección**.

El fabricante no se hará responsable de cualquier daño causado por la **falta o mal uso de esta conexión**. Esto puede provocar deficiencia en la emisión. **No realice modificaciones** sobre el equipo sin autorización expresa del fabricante.



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

HIFU 7D es un equipo diseñado y construido para realizar tratamientos no quirúrgico de lifting. Cuenta con un sistema de **ultrasonido focalizado de alta energía macro y micro**.

El macrosistema de ultrasonido, enfoca alta energía y la transfiere con mayor precisión la capa del tejido deseado, logrando la proliferación de colágeno y fibras elásticas.

Se provee de **dos cabezales aplicadores** y **siete cartuchos intercambiables**, uno para cada profundidad de alcance de la onda ultrasónica focalizada. Tanto el cabezal como los cartuchos son de tipo inteligente, es decir que poseen en su interior microcontroladores y memorias que les permiten comunicarse entre sí. Con el objetivo de mantener siempre los parámetros de funcionamiento en sus valores correctos, en tiempo real.

Cuenta con pantalla táctil de 10 pulgadas a color con un software que permite un manejo simple y gráfico de la unidad.

Esta características no solo garantizan una experiencia indolora para nuestros clientes, sino que también nos permite realizar sesiones prolongadas y continuas con resultados consistentes. Nuestra tecnología no solo es innovadora, sino que también está respaldada por pruebas clínicas que demuestran su seguridad y eficacia.



ADVERTENCIAS GENERALES



El dispositivo sólo puede ser operado por personal calificado que haya sido instruido

y capacitado en los principios de operación segura del dispositivo, el método de operación y mantenimiento del mismo. El dispositivo no debe ser operado por mujeres embarazadas. Mantener la unidad fuera del alcance de niños.

El dispositivo está diseñado para uso profesional únicamente. No está diseñado para uso en exteriores y no debe utilizarse en un entorno donde exista riesgo de explosión, entrada de agua o en un ambiente extremadamente polvoriento o húmedo.

El uso de controles o ajustes incorrectos puede poner en riesgo al operador y/o al paciente. No opere este equipo sin leer el Manual Operativo.

El personal a cargo debe tener en mente las recomendaciones de seguridad descritas a continuación.

No utilizar nunca el equipo con el transductor (cartucho) aplicador colocado directamente sobre la piel. Se debe colocar una capa de gel neutro sobre la zona a tratar.

Seleccione cuidadosamente el cartucho, para asegurar la penetración de acuerdo a la zona a tratar. El paciente puede sentir ocasionalmente un pequeño pulso durante la aplicación. No deben producir efectos desagradables como quemaduras o pinchazos.

Mantener el cartucho y aplicador en condiciones de higiene, evitando restos de gel en cabezal, pelos sueltos y toda otra sustancia que pueda producir contaminaciones indeseables. Es importante asimismo no dejar el equipo encendido sin atención.

No realizar modificaciones al equipo. Verifique que la tensión y corriente del país se corresponde con el marcado en el dispositivo. Asegúrese que la conexión a la línea disponga de una correcta puesta a tierra.

PRECAUCIONES



Instale y opere el equipo de acuerdo con los requisitos indicados. Usted debe leer el manual detenidamente antes de utilizar el dispositivo.

El personal médico y operadores deben leer cuidadosamente el presente manual. No permita que la unidad sea operada por personal no capacitado.

El servicio técnico y mantenimiento solo puede ser realizado por centros autorizados Sveltia.

Asegúrese que su instalación eléctrica dispone de toma de tierra.

Antes de encender el equipo por primera vez, asegúrese que el equipo esté conectado a la línea de alimentación. Verifique que la tensión y frecuencia de su país se corresponda con la indicada en la unidad, de lo contrario el equipo puede dañarse severamente.

Verifique que la tensión y frecuencia de su localidad es ade-

cuada para el equipo. Siempre apague el equipo cuando no se encuentre en uso.

No utilice esta unidad en ambientes con sustancias volátiles presentes, en especial alcohol, gasolina o similares.

Verifique que el conector del cabezal se encuentre conectado y asegurado antes de encender el equipo. Observe siempre el cabezal, cable de conexión y el conector propiamente dicho para comprobar que no presente daños visibles.

Antes de comenzar, cerciórese de que el cabezal no se encuentra en contacto directo con la piel. Debe usarse siempre gel neutro y no en cantidad excesiva.

Asegúrese de que la toma de aire no se encuentre obstruida. No obstruir la rejilla de ventilación.

Una vez concluida la vida útil del equipo o sus accesorios, reciclarlo en base a las normas ambientales vigentes en su región. No desecharlo con la basura doméstica.

EQUIPO Y ACCESORIOS



EQUIPO

Regla milimetrada + lápiz dermatográfico



Aplicador x 2



Portacabezal



Portacartuchos



EQUIPO Y ACCESORIOS



7 cartuchos aplicadores:

- Transductor de 1.5 mm de profundidad (4MHz)
- Transductor de 2.0 mm de profundidad (5.5 Mhz)
- Transductor de 3.0 mm de profundidad (4 Mhz)
- Transductor de 4.5 mm de profundidad (4 Mhz)
- Transductor de 6.0 mm de profundidad (2 Mhz)
- Transductor de 9.0 mm de profundidad (2 Mhz)
- Transductor de 13.0 mm de profundidad (2 Mhz)

Cable de alimentación, llave y documentación correspondiente



EQUIPO



- A** - Pantalla táctil.
- B** - Aplicador.
- C** - Soporte del aplicador.
- D** - Portacabezal.
- E** - Transductor.



- F** - Conexión aplicador.
- G** - Botón de encendido/apagado.
- H** - Toma corrientes.

CABEZAL



Los cartuchos HIFU de 1.5mm, 2mm, 3mm y 4.5mm poseen una vida útil de hasta 20.000

disparos. Por otro lado, los cartuchos de 6mm, 9mm y 13mm poseen una vida útil de hasta 30.000.

Al cumplirse éste número de disparos (llegar a "0") el cartucho se inhabilita, deben reemplazarse para mantener la potencia y el enfoque correcto.

Cada cartucho posee una memoria interna que informa al equipo y aparece en pantalla cuantos disparos remanentes quedan.

Los cabezales y sus transductores (cartuchos) son elementos delicados que incluyen en su interior servomecanismos y sistema de enfoque, así también microcontroladores. Por este motivo es necesario precaución en su uso evitando golpes y malos tratos.

Se debe mantener siempre limpio, utilizando para ello paños con alcohol al 70%.



A - Cartucho.

B - Botón de disparo.

CONEXIONES Y ENCENDIDO DEL EQUIPO

Los requisitos para la conexión del equipo son mínimos, solo debe disponerse de un tomacorriente con toma a tierra, tensión y frecuencia indicada (nominal si aplica, preguntar a idp).



NO CORTE NI PROLONGUE EL CABLE ORIGINAL, NI REEMPLACE LA FICHA. NO CAMBIAR NI DESCONECTAR CABEZALES SIN ANTES APAGAR EL EQUIPO.



La ubicación del equipo debe proveer libre circulación de aire alrededor. El gabinete o consultorio debe estar provisto de aire acondicionado, regulado entre 20°C y 25°C.

Inserción del transductor

PASO 1

Colocar el cartucho por su guía como indica la imagen posicionando primero el área de los contactos eléctricos hacia atrás, quedando los mismos dentro del cabezal.

PASO 2

Realizar una leve presión del cartucho hacia el fondo del cabezal hasta sentir un resalto que indica el correcto ensamble.

CONEXIONES Y ENCENDIDO DEL EQUIPO



EL EQUIPO SOLO SE ACTIVA CUANDO EL CABEZAL DETECTA QUE HAY UN CARTUCHO INSERTADO CORRECTAMENTE. DE LO CONTRARIO LA PANTALLA NO ACEPTARÁ NINGÚN COMANDO.



Extracción del transductor

PASO 1


Con máxima precaución para no dañarlo, realizar la extracción suavemente presionando simultáneamente los botones laterales del aplicador.

PASO 2

Limpiar el cartucho con un paño ligeramente humedecido con alcohol al 70% y colocarlo en el portacartucho hasta el próximo uso.

CONEXIONES Y ENCENDIDO DEL EQUIPO

Para asegurar un acople adecuado del conector en el mango aplicador del equipo, coloque uno de los cartuchos de ultrasonido enfocado en el cabezal. Posteriormente, verifique en la pantalla del equipo que el sistema detecte correctamente el cartucho instalado.



- Llave de encendido del equipo. **A**
- Conexión para el cable de alimentación 220V. **B**

Conexión del equipo a la línea


Utilice siempre el cable provisto con la unidad. No corte o prolongue el conductor, no reemplace la ficha ni utilice tomas múltiples.

Verifique que la tensión y frecuencia de su unidad corresponden con la del país en que va ser utilizado. Además verifique que su instalación eléctrica provea una adecuada puesta a tierra del equipo.

En torno al equipo se debe dejar un espacio mínimo de 30 centímetros libre que permitan el rápido acceso y desconexión del mismo en caso de ser necesario.

El **encendido** se realiza mediante la llave ubicada en la parte posterior de la unidad. La pantalla demora unos instantes en iluminarse mientras se inicia el sistema operativo del equipo.

CONEXIONES Y ENCENDIDO DEL EQUIPO



Colocación del portacabezal

Quitar los tornillos con la llave Allen provisto en el embalaje.

Colocar el acrílico y fijar con la llave Allen los tornillos correspondientes.



USO INDICADO

El generador de ultrasonido focalizado de alta intensidad, **HIFU 7D** representa la última tecnología aplicable a los tratamientos de tensado y elevación de la piel de rostro, cuello y papada. Permite el rejuvenecimiento, levantamiento y estiramiento del óvalo facial provocando un efecto lifting.

Este equipo ofrece una mejor metodología para lograr resultados iguales a un lifting quirúrgico. Pero sin correr el riesgo de la presencia de cicatrices, hematomas, inflamación general, infecciones, entre otras que son producto de la intervención quirúrgica y de su postoperatorio, la cual queda inhabilitada la pronta inserción a las tareas habituales de la persona. Es una terapia absolutamente no invasiva que permite la obtención de resultados altamente satisfactorios, con una rápida mejora, sostenible en el tiempo.

HIFU 7D simplifica notablemente la configuración, ya que provee valores preconfigurados para los diversos tratamientos. No obstante, estos valores son aproximados y generalistas, quedando a criterio del profesional el ajuste final.

FUNCIÓN AUTOMÁTICA DE POTENCIA

- *El equipo mantiene en tiempo real y de manera constante la potencia de salida.*

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE TRANSDUCTOR (CARTUCHO)

- *Seteo y utilización del transductor (cartucho) por pantalla en tiempo real.*

TRIPLE EFECTO FACIAL

- *Tensor de la piel el cual genera estiramiento cutáneo que provoca el ascenso vertical de la piel (elevación de párpado superior).*
- *Neocolagenogénesis y contracción de las fibras de elastina.*
- *Tensado del SMAS.*

USO INDICADO

EFECTO CORPORAL

- *Adiposidad, disminución del espesor del panículo adiposo.*

ACTUADOR LINEAL

- *Produce una línea de “puntos calientes” subdérmicos, de longitud ajustable y una separación constante de 1 mm.*

OTROS EFECTOS

- *Enfoque directo a distintas profundidades del tejido cutáneo, mediante puntos de coagulación térmica.*
- *Único tratamiento no invasivo que se dirige de modo específico al estrato profundo que se encuentra por debajo de la piel, al cual la cirugía plástica aborda mediante el acto quirúrgico convencional de lifting facial. (SMAS, estructura de vital importancia en la arquitectura facial)*
- *Tratamiento de adiposidad.*



ADVERTENCIAS - CONTRAINDICACIONES



CONTRAINDICACIONES

- Aplicación directa sobre áreas donde se implantaron rellenos recientes (primeros meses de colocación de rellenos como ácido hialurónico, grasa autógena, etc), sobre áreas de colocación de hilos tensores y de inyección de toxina botulínica recientes.
- Inflamación de glándulas salivales.
- Implantes dentales realizados recientemente. (Primer mes de implantación).
- Enfermedades autoinmunes.
- Heridas.
- Infecciones.
- Embarazo. Lactancia.
- Herpes.
- Colagenopatías.
- LES.
- Artritis reumatoide.
- Parálisis facial.
- Herpes Zoster.
- Pacientes con marcapaso y válvulas intracraneales.
- Pacientes con audífonos o implantes cocleares.
- Epilepsia.

EFECTOS SECUNDARIOS POSIBLES


Controle durante la aplicación que no se produzcan daños visibles en la piel.

Atienda la indicación del paciente acerca del confort:

- Irritación, picazón, leve sensación de quemadura o dolor.
- Ligera hiperpigmentación.
- Daño ocular.
- Ardor.
- Pigmentación u oscurecimiento.

PANTALLA DEL EQUIPO

PANTALLA DE TRATAMIENTO



APLICACIÓN

1. Número de disparos realizados por tratamiento y la cantidad remanente de disparos disponibles.
2. Información del transductor.
3. La profundidad de alcance de la longitud de onda del transductor sobre la piel.
4. Distancia entre puntos de disparo establecida (intervalo de ajuste entre 1 mm y 3 mm).
5. Longitud de la línea de disparo (intervalo de ajuste entre 5 mm y 25 mm).
6. M1, M2 permite guardar en la memoria del equipo los

PANTALLA DEL EQUIPO

parámetros establecidos durante un tratamiento. (Para almacenar los parámetros de configuración mantenga pulsado durante 3 segundos el icono M1 o M2 según corresponda.)

7 . Regulación de la cantidad de energía emitida por el transductor, se puede establecer entre 0.1 J y 3.0 J.

8. Modo de operación: SINGLE (una sola emisión por disparo) REPEAT (emisión continua de disparos).

9. Configuración (sólo para servicio técnico autorizado).

10. Información individual de la cantidad de líneas emitidas por transductor para cada tratamiento efectuado.

11. Habilitación del equipo para iniciar "PLAY" o pausar un tratamiento "STAND BY"


12. Configuración de cantidad límite de disparos por tratamiento cuando el equipo se encuentra configurado en modo REPEAT.

13. El número total de disparos realizados con la totalidad de los transductores.




PANTALLA DEL EQUIPO

PANTALLA DE CONFIGURACIÓN



PANTALLA DE INFORMACIÓN DE DISPAROS




PANTALLA DEL EQUIPO

PANTALLA DE TRATAMIENTO



PANTALLA DE DESCONEXIÓN DE CABEZALES



PROGRAMAS

El sistema HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) es una tecnología eficiente en aplicaciones médico estéticas para el tensado cutáneo y el tratamiento no quirúrgico de la flacidez facial mediante la focalización selectiva de la energía ultrasónica. Profundidad controlada y máxima eficacia sin daño térmico superficial.

MODO FACIAL

Trabaja en la generación de contracción inmediata de las fibras de colágeno existentes, así como la neocolagenogénesis y elastogénesis a mediano plazo, a la vez que permite incidir en todos los niveles: epidermis, dermis superficial y profunda, y SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic System), siendo esta última estructura de vital importancia en la arquitectura facial.

MODO CORPORAL

Trabaja a nivel de adiposidad localizada sin dañar tejidos colindantes a la zona tratada, siendo uno de los sistemas que nos permite eliminar grasa subcutánea.

Es el único que nos permite trabajar con pliegues de panículo adiposo pequeños. A partir de los 10 mm - 15 mm.

Se recomienda medición de pliegue de panículo adiposo para valorar evolución y resultados posteriores.

TEMPERATURAS DE TRATAMIENTO

Las temperaturas alcanzadas a niveles profundos por el efecto mecánico y térmico del sistema HIFU 7D pueden alcanzar hasta los 65° a 70°, produciendo micro lesiones que aumentarán la capacidad de regeneración natural de los tejidos.

MANTENIMIENTO GENERAL

Apague el equipo antes de cualquiera de estas operaciones. Verifique que las salidas de aire de refrigeración se encuentren limpias y libres de acumulación de polvo. De lo contrario puede ocasionar una sobre temperatura y un comportamiento errático del equipo.

No utilizar productos de limpieza corrosivos ni oleosos, tales como aguarrás, thinner o símil. Evitar también limpiar con agua, debido a que puede ingresar en la pantalla. No usar ninguna otra sustancia limpiadora que no sea la recomendada en este manual.

La pantalla del equipo se debe manipular y operar con las manos secas y limpias. Para su limpieza en caso de polvillo, utilizar un paño absorbente seco. Es posible usar un líquido limpia-pantallas comercial. Limpiar la carcasa del equipo con un paño humedecido en alcohol isopropílico al 70%, evitando así el depósito de polvo y otros agentes atmosféricos.

Mantener siempre los cabezales limpios y secos. Pueden limpiarse con un paño suave humedecido en alcohol al 70%. Tratando de eliminar todo resto de gel, pelos u otras sustancias. Luego de utilizado, descartar el paño.



MANTENIMIENTO GENERAL

INSTALACIÓN

- El equipo debe ser instalado de tal modo que haya un espacio mínimo de 30 cm alrededor del mismo para la circulación de aire.
- Los aplicadores deberán colocarse en los portacabezales, cuando no estén en uso.



CÓMO DESECHAR LA UNIDAD

Una vez concluida la vida útil del equipo o sus accesorios, reciclarlo en base a las normas ambientales vigentes en su región. No desecharlo con la basura doméstica.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es un método invasivo?

Los resultados son similares a los quirúrgicos, pero no hay invasión tisular ninguna. Es el único tratamiento no invasivo que puede dirigirse específicamente a áreas por debajo de la piel.

¿Qué indicaciones tiene el uso de HIFU Sveltia?

Rejuvenecimiento facial, tensado del óvalo facial, disminución de la flacidez de la piel a través de la generación de nuevo colágeno, contracción del colágeno preexistente y regeneración de las fibras elásticas. También eliminación de arrugas y líneas de expresión (atenuación de arrugas de la frente, periorculares, surco nasogeniano, etc).

¿Cuáles son las zonas de aplicación?

FACIAL: en áreas del cuello, región submentoniana, y papada.

CORPORAL: para disminuir adiposidad subcutánea a nivel de abdomen, flancos, cara interna del muslo, rodilla, brazos, glúteos, etc. Indicado para pacientes postquirúrgicos de abdominoplastias y liposucción.

¿Cuánto dura una sesión?

La sesión puede durar entre 40 minutos a 2 horas. Consulte con su médico.

¿Cuál es la ventaja de HIFU 7D?

La ventaja principal es el enfoque del haz ultrasónico y la profundidad controlada, lo cual se logra una neocolagenogénesis mucho mayor y más veloz que en todos los tratamientos anteriores. Esto permite que la onda ultrasónica atraviese la piel sin dañarla, ya que al estar desenfocada no libera casi energía. En cambio, al llegar al punto focal, se libera una gran cantidad de energía. También cuenta con la ventaja de que es ambulatorio y no requiere de periodo de inactividad laboral, el paciente puede retornar de manera inmediata a sus tareas habituales.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué vienen siete cartuchos aplicadores separados?

Cada uno de estos cartuchos está preparado para trabajar a distintas profundidades, trabaja en tres niveles distintos, la dermis superior, la dermis inferior y el SMAS (Sistema Músculo Aponeurótico Superficial) y en lo corporal a nivel de grasa subcutánea.

¿Quién es un buen candidato para el procedimiento a nivel facial?

Pacientes que presentan flacidez de piel de leve a moderada, entre 35 a 55 años. Pacientes flacidez de mejillas, de región mandibular y cuello, así como caída de la cola de la ceja.

¿Cuáles son los efectos comunes después del tratamiento corporal?

Se percibe calor sin manifestación a nivel epidermis, así como leve inflamación de la zona.

¿El procedimiento es doloroso?

El procedimiento depende de la sensibilidad del paciente. Se siente una ligera molestia sin que sea necesario recurrir a la aplicación de anestésicos locales. Puede haber una molestia que cede en algunas horas sin dejar secuelas.

¿Hay tiempo de recuperación tras el procedimiento?

No. Puede volver a su actividad normal inmediatamente después del procedimiento, incluyendo trabajo y ejercicio. Tener precaución con la exposición solar.

¿En qué caso aplico el cartucho de 13 mm?

Paciente con pliegue del panículo adiposo medido con plicómetro de 15 mm a 20 mm como mínimo. Indicado en pacientes postquirúrgicos de abdominoplastias y liposucción.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuánto tiempo duran los resultados a nivel facial?

A nivel facial duran entre 12 a 18 meses aproximadamente.

¿Cuánto tiempo pasa hasta notar los resultados a nivel facial?

A los 30 días ya se notan resultados. Entre los 3 a 6 meses cuando se aprecia el resultado total del tratamiento en forma de reafirmación general de las zonas tratadas.

¿Cuáles son los efectos comunes después del tratamiento facial?

Puede haber inflamación o eritema temporal que se resuelven en pocas horas. Ligera sensibilidad al tacto por algunas semanas después del procedimiento.

¿A cuántos tratamientos necesitare someterme?

La cantidad de tratamientos será directamente proporcional al grado de flaccidez cutánea, habiendo observado mejoras tras la primera sesión.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPO	
Display	Táctil a color de 10"
Software	Sveltia
Frecuencia	1-30Hz
Alimentación	220V/60Hz
Grado de protección eléctrica según IEC 60601	Clase I, Tipo BF

APLICADOR	
Cabezal	2 cabezales de tipo inteligente con actuador mecánico lineal y servomecanismo localizador.

TRANSDUCTORES INTERCAMBIABLES	
Vida útil	1.5mm, 2mm, 3mm y 4.5mm 20.000 disparos por cartucho. 6mm, 9mm y 13mm 30.000 disparos por cartucho
Cantidad	7 cartuchos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Alto (cm)	39
Ancho (cm)	44
Profundidad (cm)	40
Peso (kg)	7,5 Kg

CONDICIONES AMBIENTALES DE USO

Temperatura	10°C a 40°C
Humedad Relativa	30% a 75% HR sin condensación
Presión Atmosférica	700 a 1060 hPa

CONDICIONES AMBIENTALES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Temperatura	-40°C a 70 °C
Humedad Relativa	10 a 90 %
Presión Atmosférica	500 a 1060 hPa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Línea de alimentación	220V - 50/60Hz (120v - 50-60Hz)
Consumo stand by	35 VA. Durante emisión 40 VA máx.
Aislamiento eléctrico (IEC 60601)	Clase I
Conexión a paciente (IEC 60601)	Tipo BF
Protección contra la penetración de líquidos	IPX0

INFORMACIÓN SOBRE SVELTIA

Creemos que la información contenida en este manual será corregida en el momento de impresión, no obstante, CorMedic S.A. tiene el derecho de cambiar y modificar cualquier especificación sin anunciar o sin la obligación de poner al día las unidades existentes.

CorMedic S.A. declina toda responsabilidad por eventuales daños producidos a pacientes, atribuibles a no respetar las normas de seguridad y esterilización.

Toda la información relacionada al uso son “sugerencias de uso” y queda sujeto a criterio y bajo responsabilidad del profesional tratante.

En el frente de su equipo o en la parte posterior del mismo donde se encuentra el número de serie de la unidad, usted hallará algunos de los símbolos de la siguiente tabla. En la tabla se detalla el significado de los mencionados símbolos.

	Puesta a tierra		Radiación no ionizante
	Equipo Clase II		Atención, consulte documentación
	Apilar hasta 3 bultos		Proteger contra la humedad
	Apilar hasta 5 bultos		Equipo Tipo BF
	Frágil		Equipo Tipo B

sveltia[®]
sveltia@sveltia.com
www.sveltia.com

Sveltia es marca registrada de **CorMedic S.A.**

De Los Calabreses 4204 -
B° Los Boulevares
X5022 Córdoba - Argentina
Tel. +54 351 4751785

D.T.: Ing. Diego Corin
AUTORIZADO POR ANMAT: PM-2089-15

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica
INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DE EMPRESA
LEGAJO N°: 2089

BPF
ANMAT
BUENAS PRÁCTICAS
FABRICACIÓN